

## 欧巴汀产品信息

一站式定制着色剂解决方案，欧巴汀，能够提高软胶囊和硬胶囊以及软糖的生产质量和生产效率。全配方产品欧巴汀液体分散体，适用于制药和膳食补充剂行业软胶囊和硬胶囊着色，以及食品和糖果行业的着色应用。

欧巴汀液体分散体着色组分是经FDA认证的FD&C染料和色淀，或者液体介质中的天然色素（衍生自天然原料），包括甘油，各种油，丙二醇，水或水胶体分散体。

## 应用

- 欧巴汀着色剂液体分散体专门为提高软胶囊和硬胶囊以及软糖的着色一致性和生产效率而定制。

### 特色

- 全配方配制，简易的操作方式
- 能够保证批次与批次间的颜色重现性，并且每种配方均经过测试，符合既定的颜色参数
- 液体分散体系统能够预防空气传播的粉末交叉污染，保持工作区域干净整洁
- 着色和透明系统可供使用

### 功效

- 提高生产效率
- 液体分散体系统能够获得比干粉更好的颜色强度，而且能够减少色素分散不均的问题（即：热点）
- 节约清洁时间
- 有效地区分产品以提高患者安全性和品牌认知度

## 法规

- 适用于制药和膳食补充剂剂型，或用于食品和糖果的着色应用。
- 欧巴汀液体分散体着色组分是经FDA认证的FD&C染料和色淀，或者液体介质中的天然色素，包括甘油，各种油，丙二醇，水或水胶体分散体。

## 包装

- 天然彩色吹塑树脂HDPE瓶，容量为1美式品脱(500 ? L)至1美式加仑(4 L)。

## 推荐储存条件

- 密封容器
- 保持在30 ° C / 80 ° F以下，相对湿度不超过65%

## 复验期（保证）

- 保质期自生产日期起730天（具体取决于所用颜料）。推荐的复验项目包括：配制的有效性，色差，分散度，pH值，比重和微生物检测。

更多信息请与卡乐康中国联系：

电话:+86-21-61982300/4001009611 传真:+86 -21-54422229

www.colorcon.com.cn · marketing\_cn@color.com

北美

欧洲/中东/非洲

+1-215-699-7733

+44-(0)-1322-293000

拉丁美洲

印度

中国

+54-11-5556-7700

+91-832-6727373

+86-21-61982300

www.colorcon.com



© BPSI Holdings LLC, 2018. 本文所包含信息归卡乐康所有，未经许可不得使用。据卡乐康所知所信，此处所包含的信息是真实和准确的。卡乐康在其所提供产品方面的任何建议或者意见都不做任何保证，不论是明示或暗示的。因为对这些产品进行商业处理时所使用的的方法、条件和设备可能会发生变化，并且在您可能披露的任何应用方面没有对产品是否合适做出任何保证。对于所造成的利润损失或者无息、特殊或者因果关系损失或者损害，卡乐康不承担任何责任。

在对其所提供产品在用于客户应用程序时不会侵犯任何第三方或者机构所拥有的任何商标权、商标名、版权、专利或者其他权利方面，卡乐康没有进行任何保证，不论是明示或暗示的。

除了特别指出外，所有商标均属 BPSI 实公司所有